

19	Löpbana med strömuttagare GH3	551456		
18	Drivrem GH3/GH1	550580		
17.2	Skyddskåpa topp GH3+ för integrerad våg	550576		
17.1	Skyddskåpa topp GH3	550575		
16	Ni-mH Batteri , 24V/2,8Ah	550574		
15	Laddkort GH3	550573		
14.2	Manöverdosa GH3	550572		
14.1	Manöverdosa GH3+	550571		
13	Bandgenomföring inkl switch GH3/GH1	550564		
12.2	Skyddsplatta GH3	550563		
12.1	Skyddsplatta med hål GH3	550562		
11	Skyddskåpa sida GH3	550561		
10	Löpbana GH3	550560		
9	Skyddskåpa botten GH3	550553		
8	Ledningsnät komplett GH3	550552		
7	IR mottagare GH3	550551		
6	Kommunikationskort GH3+	550549		
5	Huvudkretskort GH3	550548		
4	Lyftband GH3/GH1	550547		
3	Motor GH3	550546		
2	Koppling löpbana GH3	550545		
1	Kabelhållare GH3	550123		
Pos nr.	Artikel	Ritning/Artnr.		
Tolerance:		Surface treatment:		
Material:		Colour:		Weight [Kg]:
Designed by: olc	Drawing by: olc	Date: 14-05-2009	Scale:	Sheet: A4
Guldmann [™] <small>Confidential: Property of V. Guldmann A/S. Not to be handed over to, copied or used by third party.</small>		Product: Part: GH3+ spare part overview		Change no.:
		Drawing no.: 550555		Edition: 1